


Synergetics™ VISCO DISSECTOR

ヴィスコ ディセクター

- 粘弾性物質を注入し増殖膜を無理なく剥離できます。
- ハンドル上部のスライドボタンを操作し先端位置を固定したまま先端角度を変えられます。
- シリンジに接続し、粘弾性物質の注入を容易に行えます。
- ディスポーザブル



27ga

販売名：ヴィスコ ディセクター

製品番号：WS-12.06.27

6本入／箱 滅菌済


25ga

販売名：ヴィスコ ディセクター


製品番号：WS-12.06.25

6本入／箱 滅菌済

■ 本体




■ プロブ先端



ゲージ数	外径(\varnothing A)	外径(\varnothing B)	内径(\varnothing C)	材質
25G	0.51	0.34	0.24	ニッケル・チタン合金
27G	0.41	0.25	0.18	

■ エクステンションチュービング



◆ チューブ内液量：約 0.17 mL

医療機器認証番号：225ADBZX00046000

Moria

株式会社 モリア ジャパン

〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-12-3 アルカディアビル6F
TEL:03-6260-8309/FAX:03-6260-8310
<https://www.moriajapan.com>

※株式会社モリアジャパンはシナジェティックスブランド、網膜硝子体器具の日本国内独占販売を行っています。

S202002-3