

Synergetics™ Laser Probes

多彩な眼内レーザープローブを取り揃えています。

- 各種、硝子体手術装置と接続可能。
- シングルユース。

3本 又は 12本入 / 箱 滅菌済

レーザープローブ

ストレート レザープローブ



カタログ番号	ゲージ数
WS-55.21.23	23G (Ø 0.64mm)
WS-55.21.25S	25G (Ø 0.51mm)

照明付き レザープローブ

Fixed エクステンデッド イルミネーテッド レザープローブ




カタログ番号	ゲージ数
WS-55.62.23P	23G (Ø 0.64mm)
WS-55.62.25P	25G (Ø 0.51mm)

● 2.5mm伸びたレーザーファイバー

ディレクショナル レーザープローブ

- 2種類のハンドピースと20G~27Gまで選べる豊富な品揃え。
- レーザーファイバーの角度を0° から最大約90° まで自由に調節可能。

ディレクショナル レーザープローブ



ディレクショナル レーザープローブⅡ



カタログ番号	ゲージ数	ハンドルカラーコード
WS-55.27	20G (Ø 0.89mm)	黄色
WS-55.27.23	23G (Ø 0.64mm)	緑
WS-55.27.25	25G (Ø 0.51mm)	青
WS-55.27.27	27G (Ø 0.41mm)	紫

その他品揃え

製品名	カタログ番号
イルミネーテッド レーザープローブ (20G)	WS-55.22
カーブド イルミネーテッド レーザープローブ (20G)	WS-55.69P
カーブド イルミネーテッド レーザープローブ (23G)	WS-55.69.23P
カーブド イルミネーテッド レーザープローブ (25G)	WS-55.69.25P

販売名：眼内プローブ
医療機器承認番号：21000BZY00380000

Moria

株式会社 モリア ジャパン

〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-12-3 アルカディアビル6F
TEL:03-6260-8309/FAX:03-6260-8310
<https://www.moriajapan.com>

※株式会社モリアジャパンはシナジェティックスブランド、網膜硝子体器具の日本国内独占販売を行っています。

S2020004-3